

IMMUNO-TROL

AUTO-IMMUNITÉ



Une gamme complète de Contrôles Internes de Qualité en auto-immunité, multiparamétriques, multi-techniques (multiplex FIDIS™, ELISA, DOT, ...), prêts à l'emploi et marqués CE



- Connectivites
- Maladie Coeliaque
- Vascularites
- Polyarthrite Rhumatoïde
- Syndrome des Anti-phospholipides
- Thyroïdites Auto-immunes
- Maladie Inflammatoires Chroniques de l'Intestin
- Anémie de Biermer
- Maladies Hépatiques Auto-immunes
- Diabète Auto-Immun

Les IMMUNO-TROL sont des Contrôles Internes de Qualité multiparamétriques. Ils sont destinés à assurer la validation quotidienne des techniques multiplex FIDIS™, ELISA et DOT lors de la recherche des auto-anticorps marqueurs des maladies auto-immunes.

LES ATOUTS TECHNIQUES

- Contrôles liquides et prêts à l'emploi
- Contrôles standardisés
- Utilisation et réactivité identiques aux échantillons de patients

LES ATOUTS PRATIQUES

- Contrôles universels (indépendants des réactifs utilisés)
- Contrôle de la reproductibilité des réactifs (inter et intra séries)

VOS ATOUTS

- Sécurité de vos résultats (Accréditation, GBEA)
- Contrôle des performances de vos systèmes analytiques
- Validation de vos techniques pour votre assurance qualité

UNE LARGE GAMME DE CONTRÔLES DE QUALITÉ DE 41 PARAMÈTRES EN AUTO-IMMUNITÉ

	dsDNA	SS-A 60 Kda	TRIM 21 (SS-A 52 Kda)	SS-B	Sm	Sm/RNP	U1-RNP	Scl-70	CENP-B	Jo-1	Ribosomes	Cardiolipine IgG	β2 GPI IgG	Prothrombine IgG	Phospholipides IgG	Cardiolipine IgM	β2 GPI IgM	Prothrombine IgM	Phospholipides IgM	FR humains et animaux IgM	CCP IgG	TPO	TG	R-TSH	Mitochondrie	MPO	PR3	MBG	PCA	FI	Transglutaminase IgG	Glialdine IgG	Glialdine désamidée IgG	Transglutaminase IgA	Glialdine IgA	Glialdine désamidée IgA	ASCA IgA	ASCA IgG	GAD	IA-2	ZnT8						
CONNECTIVE 1	■	■	■	■	■	■	■																																								
CONNECTIVE 2	■							■	■	■	■																																				
APS IgG												■	■	■	■																																
APS IgM																■	■	■	■																												
RHEUMA																				■	■																										
THYRO																									■	■																					
CYTO											■														■																						
VASCULITIS																								■	■	■																					
GASTRITIS																												■	■																		
CELIAC G																												■	■	■																	
CELIAC A																																															
ASCA																																															
DIABETES																																															

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
HM 059-2X1	IMMUNO-TROL NEG	2X1 ml
HM 060-2X05	IMMUNO-TROL CONNECTIVE 1	2X0,5 ml
HM 061-2X05	IMMUNO-TROL CONNECTIVE 2	2X0,5 ml
HM 062-2X05	IMMUNO-TROL APS IgG	2X0,5 ml
HM 063-2X05	IMMUNO-TROL APS IgM	2X0,5 ml
HM 064-2X05	IMMUNO-TROL RHEUMA	2X0,5 ml
HM 065-2X05	IMMUNO-TROL THYRO	2X0,5 ml
HM 066-2X05	IMMUNO-TROL CYTO	2X0,5 ml
HM 067-2X05	IMMUNO-TROL VASCULITIS	2X0,5 ml
HM 068-2X05	IMMUNO-TROL GASTRITIS	2X0,5 ml
HM 069-2X05	IMMUNO-TROL CELIAC G	2X0,5 ml
HM 070-2X05	IMMUNO-TROL CELIAC A	2X0,5 ml
HM 071-2X05	IMMUNO-TROL ASCA	2X0,5 ml
HM 072-2X1	IMMUNO-TROL DIABETES	2X1 ml



Fabricant : BIOSYNEX S.A. (France)

Dispositifs médicaux de diagnostics in vitro.
Lire attentivement les instructions figurant dans les fiches techniques.



BIOSYNEX

Theradiag

14 rue Ambrose Croizat

F-77183 CROISSY BEAUBOURG

Tél.00 33 (0) 1 64 62 10 12 – Fax 00 33 (0) 1 64 62 09 66

E-mail : client.pro@biosynex.com

www.theradiag.com